



Glooko[®] Uploader

Käyttöohjeet – Glookon käyttäjille



Sisältö

Laitteen etsiminen	4-5
Yleistä.....	6
Tuotteen kuvaus.....	6
Käyttötarkoitus.....	6
Tuetut laitteet	6
Varoitukset	6
Vasta-aiheet	6
Käyttöohjeet.....	7
Potilaat.....	8
Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa https://my.glooko.com	8
Lataa ohjelmiston asennustiedosto	8
Etsi ja suorita asennustiedosto.....	8
Terveystieteiden ammattilaiset	9
Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki.....	9
Lataa ohjelmiston asennustiedosto	9
Etsi ja suorita asennustiedosto.....	9
Potilaat ja terveystieteiden ammattilaiset.....	10
Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto.....	10
Kirjaudu Glooko-tilillesi.....	10
Glooko Uploaderin ominaisuudet	11
Lataa diabetestiedot.....	12
Näytä diabetestiedot	13
Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät	14

Laitteen etsiminen



Verensokerimittari



Jatkuva reaaliaikainen
glukoosiseuranta (CGM)




Insuliinipumppu

Abbott


	FreeStyle Freedom Lite.....	14
	FreeStyle InsuLinx	14
	FreeStyle Lite.....	14
	FreeStyle Optium Neo	14
	FreeStyle Precision Neo.....	14
	Precision Xtra.....	14
	Precision Xceed.....	14

	FreeStyle Libre.....	14
	FreeStyle Libre 2.....	14


Acon Laboratories

	On Call® Express.....	14
	On Call® Express II.....	14
	On Call® Express Voice	14
	On Call® Extra	14
	On Call® Extra Voice.....	14
	On Call® Sure.....	14
	On Call® Sure Sync	14

AgaMatrix

	WaveSense Jazz™	14
---	-----------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (meter).....	14
---	----------------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe	20

Arkray

	Glucocard Shine Connex	15
	Glucocard Shine Express	15
	Glucocard Shine XL	15


Ascensia (Bayer)

	Breeze 2.....	15
	Contour	15
	Contour Care	15
	Contour Fit.....	15
	Contour Link	15
	Contour Next.....	15
	Contour Next (Bluetooth)	15
	Contour Next One	15
	Contour Plus.....	15
	Contour Plus Blue	15
	Contour Plus Elite.....	15
	Contour Plus One.....	15
	Contour next EZ	15
	Contour next Link.....	15
	Contour next Link 2.4	15
	Contour next USB.....	15
	Contour TS.....	15
	Contour XT.....	15
	Contour USB.....	15

Beurer

	GL 44.....	15
	GL 48.....	15
	GL 49.....	15

Bionime

	Rightest GM700SB.....	15
---	-----------------------	----


Biosys

	Aria	15
---	------------	----


Dexcom

	G4 Platinum	19
	G4 Platinum with Share	19
	G5	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19

Ekoweb

	GlucOX (TD-4183)	16
	GlucOX Pro (TD-4183).....	16


Embrace

	TALK.....	16
---	-----------	----


Exacta

	Glance	16
---	--------------	----

Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	21
---	-----------------	----

ForaCare

	Diamond PRIMA	16
---	---------------------	----


GlucorX

	Nexus.....	16
	Nexus Mini	16
	Q.....	16


GlucOX


	TD-4183.....	16
---	--------------	----



iCare

	PalMDoc II.....	16
---	-----------------	----












i-SENS




	alphacheck professional	16
	CareSens BGM/TEE2.....	16
	CareSens Dual.....	16
	CareSens N.....	16
	CareSens N POP	16
	CareSens N Premier	16
	CareSens N Premier Carelight.....	16
	CareSens N Voice.....	16
	CareSens S Fit.....	16
	No Coding Plus	16
	TEE2+	16

Infopia	
 Finetest Lite	16



Insulet	
 Omnipod®	21
 Omnipod® Dash™ System	21

Intuity	
 POGO® Automatic™	17

LifeScan	
 OneTouch Select Plus	17
 OneTouch Ultra	17
 OneTouch Ultra Plus Reflect	17
 OneTouch Ultra2	17
 OneTouch UltraEasy	17
 OneTouch UltraMini	17
 OneTouch Verio	17
 OneTouch Verio Flex	17
 OneTouch Verio IQ	17
 OneTouch Verio Reflect	17
 OneTouch Verio Sync	17
















Medtronic	
 630G	21
 640G	21
 670G	21






Menarini	
 GlucoFix Tech	17
 GlucoMen areo	17
 GlucoMen areo 2K	17
 GlucoMen LX2	17

Nipro	
 4SURE Smart	17
 4SURE Smart Duo	17










Prodigy	
 AutoCode	17

ReliOn	
 Platinum	18
 Premier Blu	18
 Premier Classic	18
 Premier Voice	18



Roche	
 Accu-Chek Active	17
 Accu-Chek Aviva Connect	17
 Accu-Chek Aviva Combo	19
 Accu-Chek Aviva Expert	19
 Accu-Chek Aviva Nano	19
 Accu-Chek Aviva Plus Black	19
 Accu-Chek Aviva Plus Silver	19
 Accu-Chek Compact Plus	19
 Accu-Chek Guide	17
 Accu-Chek Guide Me	17
 Accu-Chek Instant	17
 Accu-Chek Mobile (USB)	17
 Accu-Chek Nano	19
 Accu-Chek Performa	19
 Accu-Chek Performa Nano	19

Roche	
 Accu-Chek Aviva Insight	22
 Accu-Chek Performa Insight	22
 Accu-Chek Aviva Solo	21
 Accu-Chek Guide Solo	21
 Accu-Chek Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	18

Taidoc	
 TD-4141	18
 TD-4183	18
 TD-4206	18
 TD-4255	18
 TD-4257(v1)	18
 TD-4257(v2)	18
 TD-4280	18
 TD-4285	18
 TD-4289	18

Tandem	
 t:flex	21
 t:slim	21
 t:slim G4	21
 t:slim X2	21

Terumo	
 Medisafe Fit Smile	20
 Medisafe WITH	20

ViCentra	
 Kaleido	21

Trividia (Nipro)	
 TRUE METRIX	17
 TRUE METRIX AIR	17
 TRUEresult	17
 TRUEyou mini	17

Wellion	
 Calla Mini	18

XPER Technology	
 A1 (TD-4183)	18

Ypsomed	
 Mylife Aveo	18

Yleistä

Tuotekuvaus

Glooko Uploader® on tarkoitettu yksityishenkilöiden tai terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön kotona tai terveydenhuollon tiloissa ennalta määritettyjen tietojen siirtämiseksi kotiseurantalaitteista palvelintietokantaan. Laitetta voidaan käyttää erillisenä tuotteena tai yhdessä Glooko-järjestelmän kanssa.

Käyttötarkoitus

Glooko-järjestelmä on diabeteksen hallinta-alusta, jota terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat voivat käyttää klinikalla tai etänä. Sen avulla voidaan tarkastella yhteensopivista lääkinnällisistä laitteista ja muista terveydenseurantalaitteista saatuja potilastietoja. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset saavat diabeteksen hoitoa tukevia analyysi- ja seurantatietoja potilaan diabeteshoidosta ja -hoito-ohjelmasta.

Tuetut laitteet

Päästäkseen alkuun yksityishenkilöt tarvitsevat seuraavat:

1. yhteensopivan verensokerimittarin, insuliinipumpun tai jatkuvan reaaliaikaisen glukosiseurannan (CGM) laitteen
2. PC- tai Mac-tietokoneen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Windows 10 (32-bittinen ja 64-bittinen versio)
 - Windows 11 (32-bittinen ja 64-bittinen versio)
 - macOS 12.0: Monterey
 - macOS 13.0: Ventura
 - macOS 14.0: Sonoma
3. Glooko Uploader -ohjelmiston
4. Glooko-tilin
5. Tuetun diabeteslaitteen mukana toimitetun synkronointi- tai latauskaapelin.

Varoitus!

Glooko ei mittaa, tulkitse tai tee päätöksiä välittämistään tiedoista eikä sen tarkoituksena ole tehdä automaattisia hoitopäätöksiä tai toimia ammatillisen harkinnan korvikkeena. Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on suoritettava asianmukaisen terveydenhoidon ammattilaisen valvonnassa.

Jos olet huolissasi nykyisestä diabetesdiagnoosistasi ja hoidostasi, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi. Jos Glooko System -järjestelmässä on vikaa, lopeta tuotteen käyttäminen ja ota yhteyttä Glookon tukeen.

Vasta-aiheet

Ei mitään.

Käyttöohjeet – Glooko Uploader

Sinun on luotava Glooko-tili, jotta voit käyttää Glooko Uploaderia. Glooko Uploaderilla ladatut tiedot synkronoidaan Glooko-tilillesi, jota voi käyttää Glooko-kirjautumistunnuksilla. Internet (WiFi-yhteys tai mobiilidataverkko) on välttämätön, jotta tietosi voidaan synkronoida Glooko-palvelimelle.

Potilaat:

- Lue seuraavalta sivulta lisää asennuksesta ja tietojen lataamisesta Glooko Uploaderin avulla.



Terveydenhoidon ammatit

- Lue lisää tietojen asentamisesta ja lataamisesta Glooko Uploaderin avulla sivulta 9.



Potilaat

Jotta voit käyttää MyGlooko-koontinäyttöä ja ladata Glooko Uploader -ohjelmiston, sinulla on oltava Glooko-tili. Voit rekisteröityä Glooko-palveluun Glooko-mobiilisovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Voit myös pyytää tukea käyttäjätilin luomiseen **Glooko-tukipalvelusta** (<https://support.glooko.com>). Kun olet luonut Glooko-tilin, noudata alla olevia ohjeita.

1 Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa <https://my.glooko.com>

- Anna sähköpostiosoite ja salasana.
- Napauta Kirjaudu sisään.

PYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN

- UNOHTUNUT SALASANA:
Jos et muista kirjautumissalasanasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.
- AVAA TILISI LUKITUS:
Jos olet syöttänyt salasanasasi väärin viisi kertaa, tilisi lukitaan. Tilisi sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti, jossa on lukituksen avausohjeet. Jos et saanut sähköpostia, napsauta **En saanut lukituksen avausohjeita** – sinut siirretään tällöin lukituksen avaussivulle. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

Kun olet kirjautunut MyGlooko-koontinäyttöön, sinun on ladattava asennustiedosto.

- Napauta **Asetukset**.
- Vieritä sivun alareunaan ja valitse **Hae Glooko Uploader**.
- Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle.
Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.



3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansiosista
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderista

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoinapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.
HUOMAUTUS: Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

Terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploader -ohjelmiston käyttöön tarvitset Glooko Provider -tilin ja tilauksen, joka tukee Glooko Uploaderia. Tarvitset myös Glooko Uploaderin latauslinkin. Pyydä tarvittaessa tukea Glooko-tukipalvelusta (<https://support.glooko.com>).

1 Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki

Terveydenhoidon ammattilaisten on pyydettävä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki.

- Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki Glooko-tukipalvelusta (<https://support.glooko.com>).

2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

- Kun saat Glookolta ohjelmiston latauslinkin sisältävän sähköpostiviestin, napsauta viestissä olevaa linkkiä. Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle. Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.



3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansioista
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderista

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoisnapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.

HUOMAUTUS: Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploaderin asentamisen ja tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen etsi Glooko Uploader -kuvake joko työpöydältä (PC) tai Sovellukset-kansiosta (Mac).

4 Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto

- Etsi Glooko Uploader -kuvake työpöydältä (PC) tai Sovelluskansiosta (Mac).
- Käynnistä ohjelma **kaksoisnapsauttamalla** Glooko Uploader -kuvaketta.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käynnistät Glooko Uploaderin ensimmäistä kertaa, varmista, että olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.




5 Kirjaudu Glooko-tilillesi

Kun Glooko Uploader -ohjelma avautuu, sinun on kirjaututtava Glooko-tilillesi.

- Anna **sähköpostiosoite tai käyttäjänimi**
- Anna **salasana**
- Napauta **Kirjaudu sisään**.

PYYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN


Jos et muista kirjautumissalasanaasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.




Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

6 Glooko Uploaderin ominaisuudet


KIRJAUDU ULOS TILILTÄ


- Voit kirjautua ulos Glooko-tililtäsi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta .
- Napauta **Kirjaudu ulos**

NÄYTÄ PROFIILITIEDOT

- Voit tarkastella profiilitietojasi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta .
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää seuraavat tiedot:
 - o Oma **nimesi**
 - o **Ensisijainen valtuutettu käyttöpaikka** (terveydenhoitopalveluiden tarjoaja) ja liittyvä **ProConnect-koodi**
 - o **Sähköpostiosoitteesi**
- Napauta **Kirjaudu ulos**.

KATSO LISÄTIETOJA GLOOKO UPLOADERISTA

- Voit katsella lisätietoja napauttamalla Tiedot-painiketta , joka on Glooko Uploaderin vasemmassa alakulmassa.
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää tuotetukitietoja, tuotekuvauksen ja Käyttötarkoitus-lausekkeen.



Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

7 Lataa diabetestiedot

Kun olet kirjautunut Glooko Uploaderiin, voit ladata diabeteslaitetietosi.

LIITÄ DIABETESLAITTEEN KAAPELI TIETOKONEESEEN

Sisäänkirjautumisen jälkeen Glooko Uploader alkaa etsiä laitetta.

- Liitä asianmukainen diabeteslaitteen USB-kaapeli tai infrapunakaapeli tietokoneeseen.
- Kun kaapeli on tunnistettu, odota muutama sekunti, että kaapeliohjaimet tunnistetaan, ennen kuin liität laitteen.




LIITÄ DIABETESLAITE KAAPELIIN

- Kun olet liittänyt kaapelin tietokoneeseen, liitä diabeteslaite kaapeliin.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät diabeteslaitteen mukana toimitettua kaapelia. Jos tarvitset uuden kaapelin, ota yhteyttä diabeteslaitteesi valmistajaan.

- Kun olet liittänyt diabeteslaitteen tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla kaapelilla, laite alkaa ladata tietoja Glooko Uploaderin avulla.
- Jos saat virheilmoituksen, korjaa virhe noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia, ota yhteyttä Glooko-tukipalveluun.



Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

8 Näytä diabetestiedot


Kun olet ladannut diabeteslaitetietosi Glooko Uploaderilla, voit tarkastella tietojasi osoitteessa <https://my.glooko.com> kirjautumalla sisään Glooko-tilillesi.

- **Potilaat:**
Lisätietoja MyGlooko Web -koontinäytöstä on kohteessa [Glooko for Personal Use - Quick Start Guide](#) osoitteessa <https://support.glooko.com>
- **Terveydenhoidon ammattilaiset:**
Lisätietoja Population Tracker -palvelusta on seuraavassa: [Glooko for Clinics - Quick Start Guide](#) osoitteessa <https://support.glooko.com>



Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät

Alla on ohjeet diabetestietojen lataamiseen Glooko-järjestelmään Glooko® Uploaderin avulla. Ellei laitteelle ole annettu erillisiä latausohjeita, kytke se PC- tai Mac-tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla, minkä jälkeen tiedot ladataan automaattisesti.



i Huomaathan, että kaikki diabeteslaitteet eivät mahdollisesti ole saatavilla markkina-alueellasi.

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Abbott

FreeStyle Freedom Lite

FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Precision Neo

FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed

Precision Xtra

Abbott Xceed
USB



FreeStyle Libre

FreeStyle Libre 2

Micro USB



Abbot on rajoittanut yhteensopivuutta Ruotsiin ja Norjaan.

Acon Laboratories

On Call® Express
On Call® Express II
On Call® Express Voice
On Call® Extra

On Call® Extra Voice
On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call USB
(2.5 mm)



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Animas


OneTouch Ping (meter)

Mini USB




1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin virtapainiketta.

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB
(3,5 mm)



Liitä kaapeli ja paina mitä tahansa painiketta.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ

OneTouch Verio Sync

Mini USB



Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K

GlucoFix Tech

Menarini GlucoMen areo USB
(2,5 mm)



GlucoMen LX2

Menarini blue USB
(3,5 mm)



Jos mittarissa näkyy ilmoitus **E-3**, irrota mittari ja odota, kunnes näyttö on sammunut. Liitä sitten mittari uudelleen.

Nipro

4SURE Smart

4SURE Smart Duo

Micro USB



Trividia (Nipro)

TRUEresult
TRUE METRIX

TRUE METRIX AIR
TRUEyou mini

Nipro dock USB



Muodosta yhteys ja aseta mittari telakointiasemaan.

Prodigy

AutoCode

Mini USB



Roche Accu-Chek

Active
Aviva Connect
Guide


Guide Me
Instant
Mobile (USB)

Micro USB



1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Latauksen pitäisi alkaa 20 sekunnin kuluessa kaapelin liittämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, siirry mittarin päävalikkoon. Siirry kohtaan **Omat tiedot > PC-analyysi > Tiedonsiirto** ja liitä mittari uudelleen USB-kaapeliin.
(Älä pidä kahta nuolipainiketta painettuna.)

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



Verensokerimittarit – infrapunayhteydellä varustetut



Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Kun mittari on pois päältä, aktivoi infrapunalähetys pitämällä kahta nuolipainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Aktivoi infrapunalähetys pitämällä näytön alapuolella olevia **S**- ja **M**-painikkeita painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Siirry päävalikossa kohtaan **Omat tiedot** ja valitse **Tiedonsiirto**.

Jatkuvan reaaliaikaisen glukoosiseurannan laitteet – USB-kaapelilla yhdistettävät

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)

Micro USB




Jos lataus ei käynnisty, irrota vastaanotin ja sammuta se valitsemalla valikosta Sammutus. Käynnistä vastaanotin uudelleen ja yhdistä se tietokoneeseen.

Verenglukoosimittarit ja insuliinipumput – NFC-yhteys

Terumo


Medisafe Fit Smile



1. Liitä Terumon toimittama NFC-levy tietokoneeseen.
2. Aseta mittari NFC-levyn päälle.

Huomaa, että mittarin takaosassa olevan tiedonsiirtosymbolin on oltava kohdakkain NFC-levyn NFC-symbolin kanssa.

Medisafe WITH



1. Liitä Terumolta saamasi NFC-levy tietokoneeseesi.
2. Varmista, että päävalikko näkyy pumpun etähallintayksikössä.
3. Aseta kauko-ohjain NFC-levyn päälle.

Huomioithan, että etähallintayksikön takana oleva datansiirtosymbolin on oltava linjassa Glooko-lähtetimen NFC-tabletin keskiosan kanssa.

Insuliinipumput – infrapunayhteydellä varustetut

Animas (IR)





OneTouch Ping Vibe



1. Keskeytä pumpun toiminta. (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Keskeytä** on korostettuna).
2. Paina **OK**.
3. Aseta pumpu niin, että sen selkäpuoli osoittaa kohti langatonta Actisys IR -latauskaapelia.
4. Kun lähetys on valmis: Jatka pumpun käyttöä (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Jatka** on korostettuna). Paina **OK**.



ACTiSYS Li2 -kaapeli
Huomautus! Jos käytössäsi on Windows 8 tai Windows 10, sinun on käytettävä ACTiSYS Li2 -kaapelia.

Yhteensopivat infrapunakaapelit

<p>ACTiSYS - Li -kaapeli</p>  <p>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: macOS X: 10.14–12.0 Windows: -</p>	<p>ACTiSYS - Li2 -kaapeli</p>  <p>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Accu-Chek - 360° -kaapeli (Realtyme)</p>  <p>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Roche Accu-Chek Smart Pix 2 -kaapeli</p>  <p>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
--	---	--	---

 **Puuttuuko kaapeli?**
Ota yhteyttä oman diabeteslaitteesi valmistajaan.

Insuliinipumput – USB-kaapelilla yhdistettävät




1. Liitä kaapeli ja paina PDM:n virtapainiketta.
2. Avaa PDM:n lukitus ja valitse näytöltä "Vie".



1. Yhdistä Contour Next Link 2.4 -mittari yhteen tietokoneen USB-porteista.
2. Lataa tiedot Medtronic-pumpusta noudattamalla Glooko Uploaderin näytölle tulevia ohjeita.



1. Avaa pumpun käsiyksikön päävalikko.
2. Valitse USB päävalikosta.
3. Liitä käsiyksikkö tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla.



- Siirry keltaiseen valikkoon ja valitse tietojen lataaminen.

Insuliinipumput – infrapunakaapeleilla yhdistettävät

Yhteensopivat infrapunakaapelit

Roche Accu-Chek
Smart Pix -kaapeli




Roche Accu-Chek
Smart Pix 2 -kaapeli



Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2

Huomautus! Liitä pumpun
käsilaite mikro-USB-kaapelilla
Smart Pix 2:een.

1. Liitä Smart Pix 2 -kaapeli tietokoneeseen ja odota, kunnes Smart Pix 2:n sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Yhdistä käsilaite Smart Pix 2:een mikro-USB-kaapelilla.
3. Valitse käsilaitteesta **Muodosta yhteys PC-tietokoneeseen** ja paina **OK**.
4. Varmista, että pumppu on käsilaitteen toimintasäteen sisäpuolella.
5. Smart Pix 2:n sininen merkkivalo palaa, kun tietoja siirretään laitteesta Smart Pix 2:een.
6. Sininen merkkivalo sammuu, ja sekä Smart Pix 2 että laite antavat äänimerkin, joka osoittaa, että tietoja lähetetään Smart Pix 2:sta Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pix 2 -yhteyttä!
7. Odota, että Glooko Uploader vahvistaa latauksen onnistuneen.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix tai Smart Pix 2

Huomautus! Smart Pixin
käyttämiseen vaaditaan sen
ohjelmistoversio 3.02 tai uudempi.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseesi ja odota, että Smart Pixin sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu **tiedonsiirtotilaan** (pysäytä pumppu ja mene **tiedonsiirtovalikkoon**).
3. Aseta pumppu niin, että sen infrapuna-anturi on kohti Smart Pixiä. Sininen merkkivalo kertoo, että tietoja siirretään Smart Pixiin.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa taas vilkkua hitaasti tai lakkaa kokonaan vilkkumasta.
5. Tietoja siirretään nyt Smart Pixistä Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pixin liitännää!
6. Odota, että Glooko Uploader ilmoittaa latauksen onnistuneen.





Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
RUOTSI

Tuki
Pharmanova Oy
+358 (0)20 761 9670
info@pharmanova.fi

Tuki
NordicInfu Care
+358 (0)20 734 8761
diabetessupport@infucare.fi